

User Manual

TB-B606L

攜帶型雙刷頭電動牙刷 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁，
購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

攜帶型雙刷頭電動牙刷 TB-B606L 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名										
地址										
購買日期										
經銷商										
店址										
電話										

※注意事項

- 本廠產品使用於營利商業時，其保證期限按保證書所載日期減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證效力
- 本產品售後服務委託：禮聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

為維護您的權益起見請詳填購買日期並蓋店章，於一周內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄或與公司聯絡（小家電免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、

- 除承刀片及其它配件等之耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

↖ 送站修理

請務必填妥購買日期並蓋店章以確保享有權益

- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損壞
- 擅自改裝商品或使用錯誤，以致商品故障或損壞
- 因使用之過失或便用錯誤，引起之故障或損壞
- 由於天然地變或人為引起之故障或損壞

電源	三號電池x1	功率	1.5V	轉速	6000轉/分鐘
----	--------	----	------	----	----------

外型尺寸	223 (高) x 65 (長) x 30 (寬)	機體淨重	45g
------	---------------------------	------	-----

各部名稱

- ① 刷頭 ② 刷身 ③ 機蕊 ④ 底蓋 ⑤ 電池位置

使用安全注意事項

- 爲了您的健康，請每三個月更換一次刷頭
- 本產品具備防水功能，但請勿將牙刷長時間浸泡於水中
- 當產品轉速變慢時，請更換新電池
- 請勿自行拆修，避免發生危險



使用說明

主要功能說明：

- 雙刷頭每分鐘6000次的雙向旋轉和上下運動，完全徹底的清潔牙齒，牙垢。
- 超強扭力同時配備進口杜邦軟毛刷頭，柔軟舒適，不傷牙齒及牙齦。
- 高速轉動產生的振動波可以按摩牙齦，促進血液循環，預防牙周炎等口腔疾病的產生

電氣規格：

- 產品尺寸：高202mm，寬22mm
- 技術參數：功率：1.5V 電源：3號電池X1 轉速：6000轉/分鐘

使用壽命規格：

- 電池：每天使用2次，每次使用2分鐘，可持續使用25天
- 刷頭：正常使用壽命爲三個月
- 牙刷體：正常使用壽命1年

性能或特性規格：

- 刷頭左右、上下轉動，轉速爲6000轉/分

附屬品：

- 本產品附贈一個替換刷頭

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買